

Christian Witte

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

a *Johnson+Johnson* company

H_2O_2 -Plasma-Sterilisation mit STERRAD®

Prozessführung - Validierung - Anwendung

Themen


- 1. Rahmenbedingungen**
- 2. Prozessführung und Validierung der Wirksamkeitsgrenzen**
- 3. Anwendung entsprechend der KRINKO / BfArM-Empfehlung**
- 4. STERRAD® als Partner moderner OP-Methoden**

Situation in deutschen Krankenhäusern 1991-2012


Quelle:

STATIS
Statistisches Bundesamt


Krankenhäuser



KH-Betten




Verweildauer in Tagen



Behandlungsfälle [Mio]




Behandlungsfälle / Krankenhaus



**Schneller
Instrumentenkreislauf
erforderlich !**


Instrumentenkreislauf

Moderne Operationsmethoden bringen zunehmend komplexe und hoch präzise Instrumente zur Anwendung, die häufig nicht dampfsterilisierbar sind.




Ziel:


- Minimierung der Zeit
- Materialschonende Aufbereitung für hochwertige, empfindliche Instrumente



Sterilisationsverfahren im Gesundheitswesen



H₂O₂-Plasmasterilisation mit STERRAD®



STERRAD® arbeitet auf der Grundlage von Wasserstoffperoxid-Gas-Plasma

Entwicklung der STERRAD®-Geräte

1992

2004

2015



STERRAD® 100S



STERRAD® 50



STERRAD® 200



STERRAD® NX



STERRAD® 100NX


STERRAD® arbeitet auf der Grundlage von H₂O₂-Gas-Plasma

Themen

1. Rahmenbedingungen
2. Prozessführung und Validierung der Wirksamkeitsgrenzen
3. Anwendung entsprechend der KRINKO / BfArM-Empfehlung
4. STERRAD® als Partner moderner OP-Methoden


Wirksames Agens: Wasserstoffperoxid

Wasserstoffperoxid (H_2O_2) ist eine flüchtige Verbindung, es zerfällt in Wasser und Sauerstoff



Oxidation der Zellmembranen

Was ist H_2O_2 -Plasma ?



Als Plasma bezeichnet man den 4. Aggregatzustand eines Stoffes.
Im Plasma-Zustand existieren neben den ganzen Molekülen auch geladene Teilchen und sogenannte freie Radikale.

Der Plasma-Zustand zersetzt H_2O_2 in die Reststoffe H_2O und O_2

Schematischer Aufbau der STERRAD®-Geräte


Bei STERRAD®NX/100NX:

Direkte Messung
der H_2O_2 -Konzentration
mittels UV-Lichtstrecke

Erforderliche
Betriebsmittel:


- H_2O_2 -Kassette
- Stromanschluss

- kein Wasser
- kein Dampf
- kein Abwasser
- kein Abgassystem



Wirkstoffkassette des STERRAD®100NX

Kassette mit H₂O₂-Ampullen
(1,8 bis 5,4 ml je nach Gerät)



Erforderliche
Betriebsmittel:

- H₂O₂-Kassette
- Stromanschluss

- kein Wasser
- kein Dampf
- kein Abwasser
- kein Abgassystem



10 Ampullen mit je 5,4 ml H₂O₂ (59%ig)

RFID-Chip mit Verfallsdatum



Prozessbedingungen sind unabhängig vom Betreiberstandort

**STERRAD®-Prozesse
verlaufen unabhängig von
der Qualität lokaler Medien
wie z.B. der Wasser- oder
Dampfqualität**



Erforderliche
Betriebsmittel:


- H₂O₂-Kassette
- Stromanschluss

- kein Wasser
- kein Dampf
- kein Abwasser
- kein Abgassystem

Wirksamkeitsgrenzen

- insbesondere für lange und enge Lumen wurden ermittelt und validiert
- gelten unabhängig vom späteren Betreiberstandort
- sind im Benutzerhandbuch verbindlich dokumentiert

Prozessführung H₂O₂-Sterilisation (Schema des STERRAD®100NX)



Entwicklung der STERRAD® Technologie

1992

2014



STERRAD® 100S




STERRAD® 50



STERRAD® 200

Jeder Zyklus besteht aus 2 identischen Halbzyklen bei denen jeweils nach der Evakuierung eine definierte Menge 59%iges H_2O_2 in die Kammer injiziert wird.



Entwicklung der STERRAD® Technologie


1992

2004

2007

2014

Vor Injektion in die Sterilisationskammer wird der Wasseranteil des H_2O_2 größtenteils verdampft. Die Wirksamkeit wird damit gesteigert.



STERRAD® NX



STERRAD® 100NX


NX - Generation

Definition der Sterilität

Was bedeutet **steril** ?

Internationaler Standard:

Ein Medizinprodukt (MP) ist steril, wenn die Wahrscheinlichkeit eines überlebenden Mikroorganismus an diesem MP kleiner ist als 1 : 1 Million.



Sterility Assurance Level **$SAL \leq 10^{-6}$**

Um sicherzustellen, dass der $SAL \leq 10^{-6}$ sicher und reproduzierbar erreicht wird, sind Sterilisationsprozesse entsprechend folgender ISO-Normen zu validieren:

Dampfsterilisationsprozesse: ISO 17665 (spezielle Norm für Dampf)

H₂O₂-Sterilisationsprozesse: ISO 14937 (generelle Norm zur Validierung)

Definition der Validierung

Was ist **Validierung** ?

Warum müssen Aufbereitungsprozesse validiert werden ?

Validierung (DIN EN ISO 14937):

Dokumentiertes Verfahren zum Erbringen, Aufzeichnen und Interpretieren der Ergebnisse, die für den Nachweis benötigt werden, dass ein Verfahren beständig Produkte liefert, die den vorgegebenen Spezifikationen entsprechen.




Validieren ist immer dann erforderlich, wenn die Qualität des einzelnen Endproduktes nicht direkt kontrollierbar ist,

z.B. bei Aufbereitungsprozessen von Medizinprodukten

Reaktionskinetik, D-Wert und $SAL \leq 10^{-6}$

D-Wert (dezimaler Reduktionsfaktor)


- Zeit, in der die Anzahl der Mikroorganismen um den Faktor 10 reduziert wird




Reaktionskinetik, D-Wert und $SAL \leq 10^{-6}$

D-Wert (dezimaler Reduktionsfaktor)


- Zeit, in der die Anzahl der Mikroorganismen um den Faktor 10 reduziert wird
- Die Sporen *G.stearothermophilus* sind gegenüber der Dampfsterilisation und der H_2O_2 -Sterilisation hoch resistent, sie sind die Test Sporen




Prozessführung H₂O₂-Sterilisation (Schema des STERRAD®100NX)



Validierung Wirkgrenzen: Halbzyklus + reduzierte H₂O₂-Konzentration



Validierung Wirkgrenzen: Halbzyklus + reduzierte H₂O₂-Konzentration



Validierung der Wirksamkeitsgrenzen:

Basis: ISO 14937: Punkte 9.4.5 und D.2.8

- Sporen *G. stearothermophilus*
- Reduzierte Prozessparameter, nur 1.HZ
- Extrapolation auf den Gesamtprozess

Kriterien:

- Länge, Innendurchmesser und Material des Lumens

Verbindliche Dokumentation der validierten Wirksamkeitsgrenzen im Benutzerhandbuch

Nachweis: 6 log₁₀-Stufen Reduktion bei reduzierter H₂O₂ Konz. im 1. Halbzyklus



Wirksamkeitsgrenzen gelten für folgende Sterilbarriersysteme

Weichverpackungen:

Einfach oder doppelt verpackt in **original STERRAD®-Klarsichtverpackungen**, bestehend aus Polyethylen-Folie und Tyvek® 4057B der Firma Dupont, eine spezielle Tyvek®-Qualität, die nur über ASP verfügbar ist

Einfach oder doppelt verpackt in **Polypropylen-Vlies von Kimberly Clark** folgender Qualitäten: KC100, KC200, KC300, KC400, KC500, KC600

Einfach oder doppelt verpackt in **Polypropylen-Vlies von Arjowiggins Healthcare** folgender Qualitäten: ArjoRad 340, ArjoRad 343, ArjoRad 347, ArjoRad 355


Container:

Aesculap-Container mit den Art.-Nr.: JM021, JM340, JM341, JM440, JM441, JM740, JM741 und zugehörige Deckel


Produktspezifische Validierung:

Sterisafe-Container DURO-A3, vertrieben durch die Firmen Savuna und Richard Wolf, validiert für flexible Endoskope von Richard Wolf

Wirksamkeitsgrenzen des STERRAD®100NX




Wirksamkeitsgrenzen des STERRAD®100NX



Performance Qualifikation mittels Validation-Kit (PCD)

Im Rahmen der PQ (ISO14937 - Punkt 9.4) beim Betreiber durchzuführen

Aufbau des Validation-Kits



CycleSure Bio-Indikator (BI), REF 14324:

>10⁶ *G.stearothermophilus* ATCC 7953 auf
Glasfiber-Plättchen am Boden des CycleSure
gemeinsam mit einer Viole mit Nährlösung



CycleSure BI in einer fest
verschraubten Plastikdose
mit 1mm-Loch im Deckel:
→ Challenge Vial

Performance Qualifikation mittels Validation-Kit (PCD)

Im Rahmen der PQ (ISO14937 - Punkt 9.4) beim Betreiber durchzuführen

Aufbau des Validation-Kits

CycleSure-Test-Pack




Tyvek-Bbeutel,
REF 12340,
200 x 400 mm



4 Silikon-Noppenmatten,
REF 99205, 64 x 165 mm

Kill-Kinetik – Test-Pack vs. Edelstahl-Lumen 0,7 x 500 mm



Performance Qualifikation mittels Validation-Kit (PCD)

Im Rahmen der PQ (ISO14937 - Punkt 9.4) beim Betreiber durchzuführen

Aufbau des Validation-Kits

CycleSure-Test-Pack




Tyvek-Beutel,
REF 12340,
200 x 400 mm



4 Silikon-Noppenmatten,
REF 99205, 64 x 165 mm

Kill-Kinetik – Test-Pack vs. Flex. Endoskop 1,0 x 850 mm



Performance Qualifikation mittels Validation-Kit (PCD)


Im Rahmen der PQ (ISO14937 - Punkt 9.4) beim Betreiber durchzuführen

Aufbau des Validation-Kits

CycleSure-Test-Pack



+



Aptimax-Tray,
REF 13837, 570 x 270 x 100 mm
+ 4 Silikon-Noppenmatten,
REF 99213, 546 x 254 mm

=

Validation-Tray:

2 CycleSure-Test-Packs
+ 4 Silikon-Noppenmatten (REF 99213)
im Aptimax-Tray (REF 13837)



Validation-Tray

Performance Qualifikation mittels Validation-Kit (PCD)

Im Rahmen der PQ (ISO14937 - Punkt 9.4) beim Betreiber durchzuführen

STERRAD®100NX mit Validation-Load



Validation-Tray:

**2 CycleSure-Test-Packs
+ 4 Silikon-Noppenmatten (REF 99213)
im Aptimax-Tray (REF 13837)**



Validation-Load



2 Validation-Trays
verpackt in doppelt
Polypropylen-Vlies



Validation-Tray

Performance Qualification mittels Validation-Kit (PCD)

Im Rahmen der PQ (ISO14937 - Punkt 9.4) beim Betreiber durchzuführen

STERRAD®100NX mit Validation-Load



Erfolgreiche PQ:

**Medizinprodukte mit Lumen innerhalb
der im STERRAD®-Benutzerhandbuch
dokumentierten Grenzen können sicher
im Sinne eines $SAL \leq 10^{-6}$ sterilisiert werden.**

Wirksamkeitsgrenzen und Validation-Kit des STERRAD®100NX

Herausforderung für STERRAD 100NX

PQ beim Betreiber mit CycleSure Validation Kit

Von ASP validierte und dokumentierte Wirksamkeitsgrenzen [mm]

Standard-Zyklus: ID $\geq 0,7$ bei L ≤ 500

Standard-Zyklus: ID ≥ 1 bei L ≤ 1000

Flex-Zyklus: ID ≥ 1 bei L ≤ 850

Duo-Zyklus: ID ≥ 1 bei L ≤ 875

Edelstahl - Lumen

PE - u. Teflon - Lumen

Kanäle im flex. Scope

Größere Herausforderung als MP innerhalb der Wirksamkeitsgrenzen.



„Validation-Kit ST100NX Technical Data“

Ermittlung, Validierung und Dokumentation der Wirksamkeitsgrenzen im Rahmen der Entwicklung des Verfahrens.

Entsprechend ISO14937 Punkt 9.4.3:

Validierung mit ausgewählten Sterilbarriersystemen



Wirksamkeitsgrenzen gelten im Routinebetrieb nur für diese Sterilbarriersysteme.

Themen

1. Rahmenbedingungen
2. Prozessführung und Validierung der Wirksamkeitsgrenzen
3. Anwendung entsprechend der KRINKO / BfArM-Empfehlung
4. STERRAD® als Partner moderner OP-Methoden

Bundesgesundheitsbl 2012 · 55:1244–1310
DOI 10.1007/s00103-012-1548-6
© Springer-Verlag 2012

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten

Empfehlung der Kommission
für Krankenhaushygiene und

Einteilung in Risikogruppen unverändert

unkritisch, semikritisch-A und -B, kritisch-A, -B und -C

Verwirrung bei Kritisch-A

„grundsätzlich Dampf“

Erleichterung bei Kritisch-C

Zertifizierung (DIN EN ISO 13485) nicht mehr generell gefordert

Wirksamkeit gegenüber Prionen gefordert

Kombination zweier (wenigstens partiell) wirksamer Verfahren

Verwirrung bei Kritisch-A

Inhalte von Tabelle 1 der alten und neuen Empfehlung im Vergleich

Kritische Verfahrensschritte, Besondere Anforderungen bei der Risikogruppe Kritisch-A

KRINKO/BfArM 2001

bevorzugt maschinelle Reinigung und
Desinfektion;
Dampfsterilisation

KRINKO/BfArM 2012

Bevorzugt maschinelle Reinigung und Des-
infektion (s. Text Nr. 1.3)
Grundsätzlich
Sterilisation mit feuchter Hitze

Die neue KRINKO/BfArM-Empfehlung fordert für Kritisch-A-Produkte die Sterilisation mit feuchter Hitze nur noch *grundsätzlich*.

grundsätzlich steht hier in seiner juristischen Bedeutung, also im Sinne von „dem Grundsatz nach“ oder „in der Regel“.

In begründeten Fällen kann alternativ also auch ein validiertes Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren zum Einsatz kommen.

Erleichterung bei Kritisch-C

1.4 Sicherung der Qualität der zur Aufbereitung kommenden Aufbereitungsprozesse

Das Qualitätsmanagementsystem für die **Aufbereitung von Medizinprodukten mit besonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung** („kritisch C“, s. **■ Tabelle 1**) soll durch eine von **der zuständigen Behörde anerkannten Stelle** nach DIN EN 13485 in Verbindung mit der Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ **zertifiziert** sein (QM).

Die Forderung nach externer Zertifizierung entfällt, wenn der Hersteller des Medizinproduktes konkrete Angaben zur Verwendung eines anderen bestimmten Sterilisationsverfahrens gemacht hat und die Anwendung dieses Verfahrens vor Ort hinsichtlich seiner Wirksamkeit validiert wurde.

Führende Hersteller flexibler Bronchoskope, Cystoskope, Ureterskope usw. geben in den Aufbereitungshinweisen u.a. das STERRAD®-Verfahren an.

Wirksamkeit gegenüber Prionen

Anlage 7: Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer Übertragung der CJK/vCJK durch MP

1.3.1 Vorgehen bei nicht erkennbarem Risiko (Procedere II), generelle Maßnahmen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten zur Vermeidung der Übertragung von pathologischem Prionprotein („best practice“)

1.3.2 Vorgehen bei erkennbarem Risiko (Procedere I) (Prionenspezifische Schutzmaßnahmen)

Wirksamkeit gegenüber Prionen

Anlage 7: Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer Übertragung der CJK/vCJK durch MP

Anlage 7, Seite 1280

- Die Aufbereitung von Medizinprodukten soll generell unter Beachtung
... der KRINKO/BfArM-Empfehlung ...
erfolgen und dabei wenigstens zwei auch für die Dekontamination bzw. Inaktivierung von Prionen (zumindest partiell) geeignete Verfahren kombinieren (s.  Tabelle 2, [7]).

Zu diesen Verfahren gehören ...

- Sterilisation mit nachgewiesener Prionwirksamkeit (siehe auch  Tabelle 2 sowie ANSM-Liste (www.ansm.sante.fr)).

1.3.1 Vorgehen bei nicht erkennbarem Risiko (Procedere II), generelle Maßnahmen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten zur Vermeidung der Übertragung von pathologischem Prionprotein („best practice“)



Wirksamkeit gegenüber Prionen

Anlage 7: Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer Übertragung der CJK/vCJK durch MP

Anlage 7, Seite 1280

- Die Aufbereitung von Medizinprodukten soll generell unter Beachtung ... der KRINKO/BfArM-Empfehlung ...
- erfolgen und dabei wenigstens zwei auch für die Dekontamination bzw. Inaktivierung von Prionen (zumindest partiell) geeignete Verfahren kombinieren (s.  **Tabelle 2, [7]**).

Zu diesen Verfahren gehören ...

- Sterilisation mit nachgewiesener Prionwirksamkeit (siehe auch  **Tabelle 2** sowie ANSM-Liste (www.ansm.sante.fr)).



www.ansm.sante.fr

ANSM und AFSSAPS: Französische Gesellschaften für Sicherheit von Medizinprodukten

Liste mit Produkten und Verfahren, die nachweislich wirksam gegenüber Prionenkontaminationen sind:
(Auszug)

STERRAD® NX™	Advanced Sterilization Products (ASP)	-Cycle Avancé
STERRAD® 100NX™	Advanced Sterilization Products (ASP)	-Cycle Standard -Cycle Flex

Wirksamkeit gegenüber Prionen

Anlage 7: Maßnahmen zur Minimierung des Risikos einer Übertragung der CJK/vCJK durch MP

Anlage 7, Seite 1280

- Die Aufbereitung von Medizinprodukten soll generell unter Beachtung
... der KRINKO/BfArM-Empfehlung ...
erfolgen und dabei wenigstens zwei auch für die Dekontamination bzw. Inaktivierung von Prionen (zumindest partiell) geeignete Verfahren kombinieren (s. ■ **Tabelle 2**, [7]).

Zu diesen Verfahren gehören ...

- Sterilisation mit nachgewiesener Prionwirksamkeit (siehe auch ■ **Tabelle 2** sowie ANSM-Liste (www.ansm.sante.fr)).

Hauptteil, Seite 1249

Trockene Hitze, Ethanol, Peressigsäure, Formaldehyd und Glutaraldehyd haben eine fixierende, aber keine inaktivierende Wirkung auf TSE-Erreger. Von den zur Verfügung stehenden Sterilisationsverfahren wurde für die Sterilisation mit feuchter Hitze (134 °C, 5-18 Minuten) bzw. für bestimmte H₂O₂-basierte Verfahren eine begrenzte Wirkung nachgewiesen [11, 12, 16, 17, 21, 22].

ICHE 2009: „**STERRAD®NX/100NX**“

RKI-Mitteilung: „Die Variante der Creutzfeld-Jacob-Krankheit (vCJK)“ [Bundesgesundheitsblatt 45 (2002): 376-394]



Trockene Hitze, Alkohole und Aldehyde haben eine fixierende, aber keine ausreichende inaktivierende Wirkung gegen die Erreger in organischem Material. Wirksam sind insbesondere Proteine destabilisierende Agenzien wie hochalkalische Lösungen (z. B. NaOH), bestimmte oxidierende Substanzen, Guanidinthiocyanat und die Dampfsterilisation, insbesondere bei 134°C (Tabelle 10, [1, 19, 21]).

Untersuchungen zur Prionen-Wirksamkeit von STERRAD®

In-vivo und In-vitro Untersuchungen in 2 unabhängigen Laboren:

- SMP GmbH (Deutschland)
- SPI-BIO (Frankreich)

**Untersuchungen zur Effektivität verschiedener
Aufbereitungsverfahren zur Inaktivierung infektiöser Prionen**



Mehrere Publikationen und Kongress-Vorträge seit 2004

Untersuchungen zur Prionen-Wirksamkeit von STERRAD®

Publikationen:

- Infection Control and Hospital Epidemiology (August 2009)
- Zentralsterilisation, Supplement 1 in 2009 (September 2009)

Zitat:

„Die Sterilisationssysteme des Typs STERRAD®NX gehören zu den wirksamsten Systemen und haben sich als wirksamer erwiesen als die Dampfsterilisation bei 134°C / 18 Minuten“

Auszug aus der Ergebnis-Tabelle	Übertragungsrate	Inkubationszeit (Tage)	Reduktion (log ₁₀)
Negativ Kontrolle (Kontakt mit normalem Gehirnhomogenat)	0 %	606 ± 118	-
Positiv Kontrolle (Kontakt mit infektiösen Gehirnhomogenat)	100 %	83 ± 3	-
NaOH 1N 1 Std. bei Raumtemperatur + Dampf (134°C / 18 Minuten)	28 %	574 ± 197	≥ 5 - 6
Nur Dampf (134°C / 18 Minuten)	50 %	428 ± 103	≥ 5 - 6
Nur STERRAD®NX	0 %	570 ± 18	≥ 5 - 6

Wirksamkeit gegenüber Prionen

Anlage 7, Tabelle 2: Wirksamkeit verschiedener bei der Aufbereitung von Medizinprodukten eingesetzter Verfahren zur Dekontamination von Instrumenten bzw. Inaktivierung von Prionen

Mindestens partiell wirksame Verfahren / Mittel

Sorgfältige validierte (insbesondere alkalische) Reinigung¹

1 M NaOH¹ (40 g / l mindestens 1 h bei 20 °C)

2,5 - 5 % NaOCl¹ (mindestens 1 h bei 20 °C;
mindestens 20.000 ppm Chlorgehalt)

≥ 4 M GdnSCN¹ (mindestens 30 min bei 20 °C)

Dampfsterilisation (mindestens 5 min bei 134 °C)

H₂O₂ (bestimmte Verfahren, s. auch 1.3.1.3)

Im Sinne der KRINKO/BfArM-Empfehlung:

z.B. alkalische Reinigung gefolgt von Dampf-Sterilisation oder STERRAD®NX/100NX

Unwirksame oder fixierende Verfahren / Mittel

Alkohol

Aldehyde, Formaldehyd-Gas

Ethylenoxid-Gas

Iodophore

HCl

Trockene Hitze

UV-Strahlung

Ionisierende Strahlung


PES

Themen

1. Rahmenbedingungen
2. Prozessführung und Validierung der Wirksamkeitsgrenzen
3. Anwendung entsprechend der KRINKO / BfArM-Empfehlung
4. STERRAD® als Partner moderner OP-Methoden

Vorteilhaft in STERRAD® zu sterilisierende Instrumente


Optische und optoelektronische MP



**Keine Schäden durch
thermische Spannungen**

**Keine Eintrübungen
durch Feuchtigkeit im
Inneren der Optiken**

Erfahrungsbericht des KH Barmherzige Brüder Trier




Orthopädie: - 26%
Urologie: - 50%
Gesamt: - 33%

Juni 2009: Publikation in

ZENTRAL
STERILISATION
Internationale Zeitschrift für Sterilgutversorgung 3 International Journal of Sterile Supply

Deutlicher Rückgang der Reparaturzahlen
starrer Optiken nach Wechsel
von Dampfsterilisation zu STERRAD®





Schonende Sterilisation mikrochirurgischer Instrumente

- Ophthalmologie
- Gefäßchirurgie

STERRAD®:
trockene Sterilisation
keine Korrosion !

30 Zyklen STERRAD®

30 Zyklen Dampf




Ultraschallscanner und Dopplersonden im STERRAD®


Doppler-Sonde




Flow-Sensor



Laparoskopische Ultraschallscanner und Flow-Sensoren werden direkt an inneren Organen eingesetzt und müssen daher steril sein.



Laparoskopischer Ultraschallscanner



Längere Nutzungsdauer von Flussmess-Sonden (Fa. MediStim)

z.B. in Herzkliniken

angenommener Bestand:
10 Flussmess-Sonden,
davon 5 täglich im Einsatz

Preis ca. 1.500 € je Stück
Gesamtwert: ca. 15.000 €



	Dampf	STERRAD®
Bestandswert	15.000 €	15.000 €
max. Zykluszahl (Hersteller-Angabe)	30	50
Nutzung Gesamtbestand	60 Tage	100 Tage
Bestandswechsel p.a. (260 Tage)	4,4 x p.a.	2,6 x p.a.
Gesamtkosten pro Jahr	66.000 €	39.000 €
Ersparnis pro Jahr		27.000 €

STERRAD® fördert patientenschonende OP-Techniken



**Schnelle Sterilisation
flexibler Endoskope**



38 Minuten
STERRAD®NX



42 Minuten
STERRAD®100NX



**Rasanter Anstieg
urologischer Eingriffe
mit flexiblen Endoskopen**



**Nur realisierbar mit
einem schnellen
Sterilisationsverfahren**

STERRAD® fördert patientenschonende OP-Techniken


Aesculap® *EinsteinVision*®

Räumliches Sehen während minimalinvasiver Eingriffe begünstigt das zielsichere und präzise Arbeiten auch an feinsten Gewebestrukturen.

Thermische Spannungen während der Dampfsterilisation würden bei 3D-Optiken die exakt aufeinander abgestimmten optischen Systeme aus dem Gleichgewicht bringen.

H₂O₂-Sterilisation z.B.

**24 Minuten im
STERRAD®100NX**



STERRAD® fördert patientenschonende OP-Techniken

da Vinci Surgery



3D Optiken der daVinci Systeme

H₂O₂-Sterilisation z.B.

24 Minuten im
STERRAD®100NX

Cordless Ultrasonic Dissection Device



Vom Hersteller
freigegebenes
Sterilisationsverfahren:
ausschließlich
STERRAD®

STERRAD® fördert patientenschonende OP-Techniken



B-K Medical: ProART™ Robotic Transducer

konzipiert für den minimalinvasiven Einsatz
mit dem DaVinci-OP-Roboter



Vom Hersteller
empfohlenes
Sterilisationsverfahren:


STERRAD®

STERRAD® fördert patientenschonende OP-Techniken

Olympus: 3D Laparo-Thoraco Videoscope „EndoEye“

Vom Hersteller freigegebene
Sterilisationsverfahren:

- Ethylenoxid
- STERRAD®



Die Endoskop-Spitze kann um bis zu 100° abgewinkelt werden.

STERRAD® fördert patientenschonende OP-Techniken

Konventionelle Extremitätenverlängerung

Vorher



Nachher



50 mm mit Fixateur extern
12-18 Monate Tragedauer
über 50 % Infektionsrate mit
operativem Wechsel der Pins




Extremitätenverlängerung
mit einem computergesteuerten
Distraktionsmarknagel



50 mm mit FITBONE®
Nach 10 Tagen mit Unterarmgehstützen
in die Rehabilitation

SterradSterilityGuide.com



Country USA [Register](#) [Login](#)

 [Contact ASP](#)

Welcome to the
STERRAD® Sterility Guide

Advanced Sterilization Products Division of Ethicon, Inc., an industry leader in infection prevention, is dedicated to helping you work more efficiently and effectively. The STERRAD® Sterility Guide is an easy-to-use, innovative online tool designed to provide STERRAD® Systems customers with an up to date list of devices that fall within STERRAD® System claims for sterility.

Benefits of registering:



ASP Web Account to login

[User Login](#)

[Employee Login](#)

Username *

abc.def@ghi.jk

Password *

[Forgot Your Password?](#)

☒ [Remember Me?](#)

[Login](#)

SterradSterilityGuide.com

1. Option:

Suche über den Hersteller oder über einen Teil bzw. die gesamte Modellnummer

Welcome to the
STERRAD® Sterility Guide



Search by Manufacturer or Model Number

CYF

[Can't find your device?](#)

Helpful Tip
Add devices to your "My Inventory" for quick and easy reference next time you come back to the STERRAD® Sterility Guide!

Device Manufacturer

Device Name and Model

Search by Manufacturer or Model Number

- CYF-240
- CYF-240A
- CYF-4
- CYF-4A
- CYF-5
- CYF-5 with white line on the control section
- CYF-5A
- CYF-5A with white line on the control section

My Inventory" for quick and easy reference next time you come back to the STERRAD® Sterility Guide!

SterradSterilityGuide.com

Beispiel

Invasiv verwendeter Ultraschall Scanner für den DaVinci Roboter

Device Manufacturer

BK Medical

Device Name and Model

8826-ProART™ Robotic Transducer

Submit

Welcome to the
STERRAD® Sterility Guide

Search by Manufacturer or Model Number

Submit

[Can't find your device?](#)

Helpful Tip

Add devices to your "My Inventory" for quick and easy reference next time you come back to the STERRAD® Sterility Guide!

2. Option:

Suche über „DropDown“-Listen für Herstellernamen und Modellnummer

Device Manufacturer

Select One

Device Name and Model

Select One

Submit



SterradSterilityGuide.com

Search Results



STERRAD® 100S



STERRAD® NX



STERRAD® 100NX



STERRAD® 50



STERRAD® 200



Short

Standard

Standard

Short

Country Germany

Manufacturer BK Medical

Device Name ProART™ Robotic Transducer

Device Model 8826

Status
This medical device falls within the validated sterility claims of the STERRAD®100S, STERRAD®NX®, STERRAD®100NX™, STERRAD®50 and STERRAD®200 System as of 02/05/2014.

Please follow the instructions for use of your medical device as well as the STERRAD® System User's Guide prior to sterilizing devices in STERRAD® Systems. Always contact the medical device manufacturer for the most current sterilization instructions and information.

Add to My Inventory

Search Another Device

Device Manufacturer

BK Medical


Device Name and Model

8826-ProART™ Robotic Transducer

Submit

Weltweit ca. 19.300 STERRAD®-Systeme

Stand: 06-2013



Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit