



# **Journée des formateurs Lausanne 21 janvier 2020**

**F.Cavin - H.Ney**



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung  
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière  
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

# Réflexions groupe 1

Le diamètre et la longueur de la lumière d'un DEP sont-ils des facteurs importants lors de leur utilisation?

Pourquoi?

## Réflexions groupe 2

En consultant la littérature, vous lisez que la valeur D de *Geobacillus Stearothermophilus* est notée ainsi:

D-Value = 42.3 seconds (exposition à 1.8g/min VHP dans un incubateur de 0.6 m<sup>3</sup>)

Comment l'expliquez-vous?

# Réflexions groupe 3

Commentez l'article de madame Nyffeler Forum  
2 2019

# Réflexions groupe 4

La loi de Dalton est-elle applicable lors du processus de stérilisation par diffusion de  $\text{VH}_2\text{O}_2$ ?

## Réflexions groupe 5

Les indicateurs de classe 4 pour la stérilisation par diffusion de  $VH_2O_2$  commercialisés présentent des informations différentes : 2 minutes 2.3 mg/l // 4 minutes 2.3 mg/l // 6 minutes 2.3 mg/l

Lequel choisiriez vous et pourquoi?

## Réflexions groupe 6

Depuis 5 ans vous constatez que votre test BD est toujours conforme

Pouvez-vous décider de le supprimer?

Pourquoi?