

UNE CENTRALE DE STERILISATION AU CŒUR DES UTILISATEURS

« Il n'y a pas de problème,
que des solutions »

Guy Meyrier, Responsable Référent Centrale de stérilisation

Sommaire

Historique

Plan de situation – Notre environnement


Management de qualité

Traçabilité

Sécurité

Références

Conclusion



Historique

⇒ **Création**

⇒ **Mise en place**

Notre environnement



En 2009 :

Nombre de patients : 7 099 pour 43 206 journées d'hospitalisation, dont 621 patients aux soins intensifs.


Nombre d'interventions chirurgicales réalisées, Activité du bloc opératoire : 4202.

17 502 Urgences sont recensés.

100 000 dispositifs médicaux reconditionnés dont 73 000 restérilisés.

Le nombre de cycles avec une charge (hors cycles techniques) au niveau des stérilisateurs : 3138 et des Laveurs Désinfecteurs : 4166

Notre environnement



Situations rencontrées lors de la mise en place




Exemple:

- Equipements de protection individuels
- L'informatique:
 - les équipements,
 - le système informatique
- Que pensez vous de la 'Ster' ?



Management de la Qualité



Formations

Traçabilité – système documentaire

Notre association



Système documentaire



Exemple :

- en noir les informations techniques
- en rouge les non conformités



Horizon Ster


Bloc Opérateur Opérateur Chirurgien

Nous sommes aussi au Bloc opératoire ?



⇒ Oui et nous garantissons l'ASEPSIE du Dispositif Médical.

Suivi du Retraitement d'un Dispositif Médical (DM) en Centrale de Stérilisation G.H.O.L. Nyon venant du Bloc Opérateur



Le codage des DM attribue un numéro de fabrication individuel **lors de chaque passage en stérilisation** d'un produit afin de gérer l'historique des dispositifs médicaux réutilisables ou à usage unique.

Un Dispositif Médical a besoin de minimum 3 heures pour être retraiter avec une documentation de retraitement du DM présente et connue :

- 15 minutes de pré-désinfection
- 80 minutes de laveur-désinfecteur
- 20 minutes de contrôle et de conditionnement/étiquetage
- 55 minutes de stérilisateur
- 10 minutes de manipulations
- (Temps planifié si tous nos équipements sont libres)

Tout comme l'ensemble des secteurs d'activité hospitalier, l'objectif recherché est de garantir la sécurité d'une part des DM et d'autre part de nos patients ; nous pouvons collaborer ensemble en matière de suivi. A tout moment, et quelle que soit la situation, le procédé de retraitement des DM est démontré.

Ainsi nous retrouvons la traçabilité qui entre dans cette dynamique plus globale qu'est la démarche qualifiée.

Avec la certification ISO 13485:2003 du service de Centrale de Stérilisation et ce système de traçabilité, nous sommes capable de :

- Créer un lien inviolable entre produit conditionné / stérile, cycle de stérilisation et patient
- Diminuer les risques d'erreur humaine
- Réduire les coûts de production
- Etre reproductible
- Faciliter la recherche de l'information
- Fournir instantanément la traçabilité montante et descendante de chaque DM
- Accroître la qualité de la preuve
- Simplifier et pérenniser l'archivage

Selon un processus d'amélioration continue, nous promouvons la collaboration d'implication entre l'opérateur et le fabricant.

La Centrale de Stérilisation du G.H.O.L. est un site de production constitué d'une équipe formée pour une reproductibilité de retraitement du DM selon les législations en vigueur et nos procédures.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement avec pour ligne de conduite :

« Conseil – Collaboration – Concertation – Coordination – Communication »

Guy MEYRIER, Référent responsable de la Centrale de Stérilisation
022 994 62 46
guy.meyrier@ghol.ch



Quelques chiffres :

pour 2008 :

- 5115 cycles de stérilisation ↔ 70558 dispositifs médicaux stérilisés
- 84031 dispositifs médicaux conditionnés
- 43 clients : services, cabinets médicaux, établissements extérieurs, particulier et actions humanitaires.
- 1610 litres de détergents - désinfectant
- 20 491 m² de papier utilisé (3 terrains de football).



- À chaque interpellation d'un 'client'
- Au sein de notre service

Formation

Ecoute

Suivi




Instrument Micro Chir

GPDP



101101

Prétraitements -1-5-
Cycle de stérilisation: -134-
Peremption (j) 90



des médicaux par une
x.

Quantité	Articles	Prétraitement	Code	Clé	Réutilisable	Coût
1	101101 pince mosquito droit		000880	AAA	Réutilisable	
1	101101 ciseau courbe		000881	AAC	Réutilisable	
1	101101 ciseau à denudé		000882	AAC	Réutilisable	
1	101101 ciseau à droit		000883	AAC	Réutilisable	
1	101101 centimètre N°1		000884	ABM	Réutilisable	
1	101101 centimètre N°2		000885	ABM	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°1		000886	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°2		000887	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°3		000888	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette à griffe fine N°4		000889	AAD	Réutilisable	
1	101101 pincette pointu		000890	AAD	Réutilisable	
1	101101 porte aiguille spécial N°1		000891	AAB	Réutilisable	
1	101101 porte aiguille spécial N°2		000892	AAB	Réutilisable	
1	101101 ciseau spécial N°1		000893	AAC	Réutilisable	
1	101101 ciseau spécial N°2		000894	AAC	Réutilisable	

n

age Manuel / Autolaveur

cation des DM

Conditionnement et étiquetage


Sécurité

- Garantir la sécurité des Dispositifs Médicaux et de nos patients
- Vérification du fonctionnement des DM

Références

- AMCOR /Cosanum : documents Sterigest
- Revue : Hygiènes nov-déc 2009
- Cours de Master Qualité et Organisation, DEPULP Université Louis Pasteur Strasbourg (F)

notre Centrale de stérilisation



Notre centrale de stérilisation :
« un doux mélange de ces sagesse ... »



Conclusion

Une fois résolu, un problème est d'une simplicité atterrante.
Paulo Coelho

Merci pour votre attention