

# Corso di "refresh" per gli assistenti tecnici di sterilizzazione della centrale di sterilizzazione/substerilizzazione

**TERMINE ISCRIZIONE: entro il 27.02.2018**

**Giovedì 15 marzo 2018**

Centro  
Professionale  
Sociosanitario  
medico-tecnico

Via Ronchetto 14  
6900 Lugano

+41 (0)91 815 28 71

[josefa.bizzarro@edu.ti.ch](mailto:josefa.bizzarro@edu.ti.ch)

[www.cpslugano.ti.ch](http://www.cpslugano.ti.ch)

**Numero partecipanti**  
Minimo 12 massimo 22

**Requisiti**  
Il corso si rivolge agli assistenti tecnici di sterilizzazione di livello I e II che lavorano in una centrale di sterilizzazione/substerilizzazione

**Tassa iscrizione**

CHF 80.-

**Riconoscimento della formazione**  
6 ore/7.5 crediti ECS

**Link di iscrizione**

## Refresh

(to refresh engl. - rinfrescare)

Rinfrescare le conoscenze esistenti e aggiornare le proprie competenze circa il ricondizionamento dei dispositivi medici.

Le sempre crescenti esigenze al personale che ricondiziona i dispositivi medici richiedono una formazione valida che rispetta le prescrizioni legislative e normative in campo e dei corsi di perfezionamento continui.

La giornata di "refresh" tratta argomenti specifici dei processi di ricondizionamento dei dispositivi medici e rappresenta un supplemento ai corsi di assistente tecnico di sterilizzazione livello I.

## Contenuti

- Il processo di lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici
- Workshop: riflettere su casi concreti nel proprio ambito lavorativo
- Presentazione della nuova professione "tecnologa/o per dispositivi medici AFC"

## Obiettivi

L'obiettivo di questa formazione è quello di:

- impartire competenze pratiche in materia del ricondizionamento dei dispositivi medici nella centrale di sterilizzazione
- presentare gli ultimi sviluppi e innovazioni in campo del ricondizionamento dei dispositivi medici
- promuovere la discussione e lo scambio di opinione tra i partecipanti

## Responsabile scientifico

**Josefa Bizzarro**, responsabile corsi di sterilizzazione, docente CPS-MT Lugano

## Relatore

**Tiziano Balmelli**, responsabile centrale dei servizi industriali – EOC Biasca

08:30 - 08:45	Introduzione e presentazione del programma
08:45 - 10:00	I mezzi chimici ed ausiliari per il lavaggio e la disinfezione dei dispositivi medici
10:00 - 10:20	Pausa
10:20 - 11:50	Il processo manuale di lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici nella centrale di sterilizzazione
11:50 - 13:00	Pausa pranzo
13:00 - 14:00	La termidisinfezione dei dispositivi medici
14:00 - 14:30	Dispositivi di protezione individuale e misure di sicurezza
14:30 - 14:45	Pausa
14:45 - 15:45	Workshop: riflessione su casi concreti
15:45 - 16:00	Presentazione "tecnologa/o per dispositivi medici AFC"
16:00 - 16:15	Conclusione e valutazione del corso