

Bundesrat wählt neues Mitglied in den Institutsrat von Swissmedic

Bern, 04.12.2015 – Der Bundesrat hat Vincenza Trivigno für den Rest der Amtsperiode 2014-2017 in den Institutsrat des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic gewählt. Sie ersetzt den Luzerner alt-Regierungsrat Markus Dürr, der auf Ende 2015 aus dem Rat zurücktritt.

Vincenza Trivigno wurde von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) für das Amt vorgeschlagen. Die 45-jährige Generalsekretärin der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug wurde per Anfang 2016 für den Rest der laufenden Amtsperiode 2014-2017 gewählt.

Der siebenköpfige Institutsrat von Swissmedic ist verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Instituts. Die Kantone haben für die Ernennung von maximal drei Mitgliedern ein Antragsrecht. Der Rat steht der Direktion von Swissmedic vor, die für die operative Führung zuständig ist. Er wird präsidiert von Christine Beerli, Vizepräsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. |



Il Consiglio federale nomina un nuovo membro nel Consiglio di Swissmedic

Berna, 04.12.2015 – Il Consiglio federale ha nominato Vincenza Trivigno membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici per il resto del periodo amministrativo 2014-2017 al posto del già consigliere di Stato Markus Dürr, che si dimetterà alla fine dell'anno.

Vincenza Trivigno è stata proposta dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. La 45enne segretaria generale della direzione della sanità del Cantone di Zugo entrerà in carica all'inizio del 2016.

Composto di sette membri e presieduto dalla vicepresidente del Comitato internazionale della Croce rossa Christine Beerli, il Consiglio d'istituto è responsabile della gestione strategica di Swissmedic ed è preposto alla direzione, cui compete invece la gestione operativa. I Cantoni hanno il diritto di proporre fino a tre membri del Consiglio d'istituto. |

-ebro®

Elektronischer Bowie-Dick-Test & Chargenkontrolle PCD mit EBI-16



Der neue EBI-16-Datenlogger von ebro liefert ein klares Ergebnis beim täglichen Luftentfernungs- und Dampfdurchdringungstest nach DIN EN 285 und EN ISO 11140-4.

- Erkennung möglicher Fehlfunktionen im Sterilisator.
- Selbst kleinste Mengen Restluft werden nachgewiesen.
- Vakuumtest gemäss DIN EN 285
- Messung der Sterilisationstemperatur und der Sterilisationszeit bei 134°C/3.5 Minuten (DIN EN 285)
- Berechnung der theoretischen Dampftemperatur (Anzeige des überhitzten Dampfes).

Druck- & Temperatur-Datenlogger (auch Funk)



Für Routinekontrolle und Validierung sind die ebro-Datenlogger bestens geeignet.

- Kontrolle von Steckbecken, RDA's (auch Spüldruck) und Dampfsteris (Druck und Temperatur)
- robust und präzise
- einfache Handhabung
- leichtverständliche Software
- automatische Berechnung A₀-Werte

ebro Electronic GmbH

Dorfstrasse 26d / 8902 Urdorf
Tel. 044 777 17 63 / Fax 64
Email: info@ebro-ch.ch
Web: www.ebro-ch.ch