

HP Vaud

A propos de l'Unité Cantonale HPCI Vaud et de ses implications dans les services / unités de stérilisation du canton de Vaud

Suite aux questionnements des participants au congrès de la SSSH à Bienne les 18 et 19 juin 2014, l'Unité Cantonale HPCI (Hygiène, Prévention et Contrôle de l'Infection) Vaud désire apporter quelques éclairages quant à son rôle dans les services/unités de stérilisation des structures sanitaires du canton de Vaud. L'Unité cantonale HPCI est responsable de mettre à disposition des différentes structures sanitaires un programme en prévention et contrôle des infections. Les principaux axes de ce programme reposent sur des mesures de prévention des infections associées aux soins (élaboration de recommandations, de procédures, de fiches techniques) à l'intention des structures sanitaires, sur une surveillance des infections associées aux soins et des mesures de contrôle

des germes multirésistants. Un large volet est réservé également à la formation des professionnels de la santé dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections associées aux soins au travers son site Internet (www.hpci.ch) et des cours.

En 2007, le Service de la santé du canton de Vaud (SSP) a décidé d'effectuer un bilan des pratiques en stérilisation dans les services de stérilisation des établissements de soins aigus vaudois. Pour ce faire il a mandaté un membre de l'Unité HPCI et un expert en stérilisation. A l'issue de ces audits des mises en conformité communes à tous les établissements ont été proposées avec notamment la délégation de la responsabilité du service de stérilisation à un professionnel possédant une formation idoine en la matière.

En 2010, suite à la dernière révision de l'ODim, le SPP, soucieux de s'assurer de l'application de cette exigence légale, a mandaté, l'Unité HPCI pour le contrôle du retraitement des dispositifs médicaux dans les cabinets dentaires et médicaux.

L'Unité HPCI et les services HPCI des établissements souhaitent maintenir leur collaboration avec les services de stérilisation en laissant le leadership du retraitement des dispositifs médicaux à des experts du domaine et de soutenir ces derniers en fonction de leur besoin. Le plus souvent il suffit de demander pour obtenir notre aide. Le rôle de l'HPCI est avant tout de garantir la sécurité des patients. Ceci s'obtient par un travail collaboratif multidisciplinaire et non pas par des actions de police sanitaire. |



Validation • Désinfection • Stérilisation

Datalogger TrackSense® pour la validation et le contrôle de routine d'autoclaves et de laveurs désinfecteurs en stérilisation centrale

- Conforme aux normes
 - EN ISO 17665 Stérilisation à chaleur humide
 - EN 13060 Petits stérilisateur à vapeur
 - EN ISO 15883 Laveurs désinfecteurs



► Datalogger TrackSense®

- Température, pression et conductivité
- Sondes de température flexibles et rigides
- Précis, fiable et compact
- Échange de batterie par l'utilisateur

► Logiciel ValSuite™

- Calcul des valeurs F_0 - et A_0
- Rapports prédéfinis et selon les normes
- Rapports sauvegardés comme modèles
- Lecture simultanée de tous les loggers

BAKRONA

Bakrona SA info@bakrona.ch Tél. +41 (0)61 695 82 82 www.bakrona.ch